

| 商品名      | 賞味期限      | 測定日       | 放射能測定結果 |         |        |         |        |         |
|----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
|          |           |           | Cs-134  |         | Cs-137 |         | I-131  |         |
|          |           |           | 測定結果    | 検出限界    | 測定結果   | 検出限界    | 測定結果   | 検出限界    |
| つきごま白    | 2012/9/14 | 2012/3/15 | 検出限界未満  | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 30Bq/kg |
| つきごま黒    | 2012/9/16 | 2012/3/19 | 検出限界未満  | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 30Bq/kg |
| つきごま金    | 2012/9/14 | 2012/3/15 | 検出限界未満  | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 30Bq/kg |
| ごまスープ    | 2012/8/27 | 2012/3/9  | 検出限界未満  | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 30Bq/kg |
| きんぴら     | 2012/8/1  | 2012/3/7  | 検出限界未満  | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 30Bq/kg |
| 塩ごま      | 2012/9/6  | 2012/3/9  | 検出限界未満  | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 30Bq/kg |
| 醤油ごま     | 2012/9/14 | 2012/3/15 | 検出限界未満  | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 30Bq/kg |
| 梅ごま      | 2012/9/15 | 2012/3/15 | 検出限界未満  | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 30Bq/kg |
| ごましょうゆ   | 2012/9/5  | 2012/3/13 | 検出限界未満  | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 30Bq/kg |
| ごましおだれ   | 2012/9/8  | 2012/3/13 | 検出限界未満  | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 30Bq/kg |
| ひじき白和えの素 | 2012/8/27 | 2012/3/7  | 検出限界未満  | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 30Bq/kg |
| ごまみそ     | 2012/9/5  | 2012/3/20 | 検出限界未満  | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 30Bq/kg |
| 黒ごまトースト  | 2013/3/4  | 2012/3/20 | 検出限界未満  | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 30Bq/kg |
| 白ごまあめ    | 2012/9/1  | 2012/3/7  | 検出限界未満  | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 30Bq/kg |
| 黒ごまあめ    | 2012/9/4  | 2012/3/9  | 検出限界未満  | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 30Bq/kg |
| 黒ごま丸ぼうろ  | 2012/4/23 | 2012/3/5  | 検出限界未満  | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 30Bq/kg |
| 黒ごまきなこ   | 2012/8/28 | 2012/3/5  | 検出限界未満  | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 30Bq/kg |
| 黒ごま羊羹    | 2012/8/28 | 2012/3/7  | 検出限界未満  | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 20Bq/kg | 検出限界未満 | 30Bq/kg |

Cs: セシウム , I: ヨウ素